


結構分析實驗室

聯絡人：賴禹成；電話：02-2730-1126；辦公室：工程一館 2F 【E1-245-6】

E-Mail: yclai0@ntust.edu.tw

調製式動態熱機械分析儀 Modulated Thermal Mechanical Analyzer (TMA)

名稱 Instrument name	調製式動態熱機械分析儀 Modulated Thermal Mechanical Analyzer		
廠牌 Brand & Type	TA 美商沃特斯國際股份有限 公司台灣分公司(Q-400)		
放置地點 Location	E1-245-5		
負責老師 Related Professor	陳志堅 Jyh-Chien Chen		
負責技術員 Related Technician	賴禹成 Yu-Cheng Lai		
購置年月 Purchase Date	107.09.05		
購置金額 Purchase Amount	\$ 1,420,000 +115 年維修 254,000		
本系 Our Department	\$ 175	元/時段 /period	時段制：每日分為 6 時段(6 periods/ day) 1.日間時段：09:00~12:00、12:00~14:00、 14:00~17:00 2.夜間時段：17:00~22:00、22:00~03:00、 03:00~08:00
校內外系 Other Department	\$ 350	元/時段 /period	
校外 External	\$ 1,750	元/時段 /period	
儀器簡介 Instrument Guide	儀器操作手冊		
申請服務方式 Application Form	1. 預約方式： 公用儀器預約申請表 2. 使用方式：自行操作 3. 儀器設備使用申請單 於實驗日前送達「E1-245-6 實驗室」。 4. 夜間使用： 公用儀器延長使用申請單 至少於實驗日前一日送達「E1-245-6 實驗室」。 5. 每學期會開放一次訓練，優先選取尚未有自行操作者的實驗室。		
注意事項 Note	實驗規範： 《國立臺灣科技大學材料科學與工程系公用儀器設備管理辦法》 。		